


# Geavanceerde weergave

Compact 10 HD

Optelec  
Life is worth enjoying

## Quick Start Guide



Wanneer u wilt schakelen tussen de eenvoudige en geavanceerde weergave, houdt u de Modus knop ingedrukt en selecteert u uw keuze.

In de geavanceerde weergave zijn naast de eenvoudige knoppen de volgende knoppen beschikbaar:



Open menu



Open klok



# Aan de slag



**1. Camera-arm:** Wanneer u objecten en foto's wilt bekijken of uw handtekening wilt plaatsen, opent u de camera-arm, zodat u meer ruimte hebt.


**2. Aan / Uit knop:**

1 sec. indrukken: slaapmodus aan / uit  
6 sec. indrukken: aan / uit.

**3. Audio aansluiting:** Gebruik de audio aansluiting om een headset op de Compact 10 HD aan te sluiten.

**4. USB-C aansluiting:** Laad de batterij van de Compact 10 HD op met de geleverde USB-C kabel en oplader. Laad voor het eerste gebruik de batterij op.

# Eenvoudige weergave



Wanneer u wilt schakelen tussen de eenvoudige en geavanceerde weergave, houdt u de Modus knop ingedrukt en selecteert u uw keuze. In de eenvoudige weergave zijn de volgende knoppen beschikbaar:



Verkleinen



Maak snapshot



Tik: Hoog-contrast modus kiezen  
Ingedrukt houden: Eenvoudige of Geavanceerde weergave



Vergroten